


RenaSculpt

NEXT GEN 3-in-1 BODY SCULPTING

Hi-EMT + RF + EMS



RenaSculpt: Αναδόμηση Σώματος Υψηλών Απαιτήσεων

Η σύγχρονη τάση της Γλυπτικής Σώματος δεν περιορίζεται πλέον στην απλή διόρθωση, αλλά απαιτεί την ολική αναδόμηση σώματος.

Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η σειρά **RenaSculpt** εισάγει την πρώτη πλατφόρμα **Τριπλής Συνέργειας** στον χώρο του επαγγελματικού Body Sculpting.

Με την κορυφαία σειρά μοντέλων **FE60, FE90, FE60Extreme (F80)** αποδίδει μαγνητική ισχύ 13 έως 15 Tesla και αξιοποιεί ταυτόχρονα τις τεχνικές **Hi-EMT, RF** και **EMS** σε ένα ενοποιημένο πρωτόκολλο, που στοχεύει:


- **Στο Λίπος:** Για μέγιστη λιπόλυση και μείωση πόντων.
- **Στους Μύες:** Για βαθιά δόμηση όγκου και επιφανειακή γράμμωση.
- **Στο Δέρμα:** Για σύσφιξη και βελτίωση της υφής.

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα στον χώρο των μη επεμβατικών εφαρμογών σώματος.



RenaSculpt vs SPORTS

ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΥΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 30'



Συγκριτική Υπεροχή: 100% Μυϊκή Αξιοποίηση

Κατά τη φυσική άσκηση ενεργοποιείται μόνο ένα μέρος των μυϊκών ινών, περιορίζοντας αναπόφευκτα το παραγόμενο έργο.

Αντίθετα, οι συσκευές της σειράς **RenaSculpt** αξιοποιούν εστιασμένους ηλεκτρομαγνητικούς παλμούς για να επιτύχει την πλήρη ενεργοποίηση του μυός. Παράγοντας υπερμέγιστες συσπάσεις σε κάθε δευτερόλεπτο της συνεδρίας, χτίζει μυϊκή πυκνότητα και δομή που η συμβατική άσκηση αδυνατεί να προσφέρει.

500 ημέρες, 5000 συνεδρίες: Απόλυτη Συνέπεια

Η σειρά **RenaSculpt** αποδεικνύει την αξία της καθημερινά, σε πραγματικές συνθήκες υψηλού φόρτου.

Σε εγκατάσταση αναφοράς της εταιρείας μας, τις πρώτες **500** ημέρες λειτουργήσε **2.500** ώρες, εκτελώντας **5.000** συνεδρίες και εξασφαλίζοντας τα βέλτιστα αποτελέσματα με τη μέγιστη αξιοπιστία.

- Με απόλυτα σταθερή απόδοση
- Χωρίς ίχνος θερμικής κόπωσης
- Χωρίς καμία διακοπή λειτουργίας





Μηχανισμός Δράσης: Η Τριπλή Συνέργεια στην Πράξη

Hi-EMT (High-Intensity Electromagnetic Muscle Training): Η «Καρδιά» του συστήματος.

Ένα ισχυρό, εστιασμένο ηλεκτρομαγνητικό πεδίο διεγείρει τους κινητικούς νευρώνες, προκαλώντας έντονες, υπερμέγιστες συσπάσεις (supramaximal contractions). Αυτή η τεχνολογία αναγκάζει τον μυ να λειτουργήσει στο 100% της δυναμικής του ικανότητας, ξεπερνώντας τα φυσιολογικά όρια της συμβατικής προπόνησης.

Αποτέλεσμα: Η διαδικασία οδηγεί σε βαθιά μυϊκή αναδιαμόρφωση, προάγοντας ταυτόχρονα την υπερτροφία (αύξηση όγκου) και την υπερπλασία (αύξηση αριθμού ινών). Επιπροσθέτως, το υψηλό μεταβολικό φορτίο των συσπάσεων πυροδοτεί τη λιπόλυση, διασπώντας τα τριγλυκερίδια για την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών

RF (Radiofrequency - 20MHz): Η "Θερμική Μηχανή" Λιπόλυσης & Σύσφιξης.

Ταυτόχρονα, το σύστημα διοχετεύει ενέργεια Μονοπολικής Ραδιοσυχνότητας (20MHz), θερμαίνοντας στοχευμένα το υποδόριο λίπος και το δέρμα.

Αποτέλεσμα: Τριπλή κλινική δράση !

- **Στοχευμένη Λιπόλυση (Απόπτωση):** Η θερμοκρασία του υποδόριου λιπώδους ιστού αυξάνεται σε επίπεδα (43-45°C) που προκαλούν μη αναστρέψιμη βλάβη στα λιποκύτταρα, οδηγώντας τα σε απόπτωση (προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος) και φυσική αποβολή από τον οργανισμό.
- **Δερματική Σύσφιξη (Νεοκολλαγονογένεση):** Η ελεγχόμενη υπερθερμία στο χόριο προκαλεί την άμεση συρρίκνωση των ινών κολλαγόνου και διεγείρει τους ινοβλάστες για την παραγωγή νέου κολλαγόνου και ελαστίνης, βελτιώνοντας τη δερματική χαλαρότητα
- **Μυϊκή Προθέρμανση:** Η θερμότητα "προθερμαίνει" τους μύες, καθιστώντας τους πιο δεκτικούς στις συσπάσεις Hi-EMT, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της εκγύμνασης.

EMS (Electro Muscle Stimulation): Το "Εργαλείο" Γράμμωσης & Αποκατάστασης.

Παράλληλα, εφαρμόζει στοχευμένους ηλεκτρικούς παλμούς (microcurrents) στοχεύοντας στις επιφανειακές μυϊκές ομάδες και στο κυκλοφορικό και λεμφικό σύστημα.

Αποτέλεσμα: Διπλή εφαρμογή, διπλή δράση !

- **Μυϊκή Γράμμωση (Definition):** Ενώ το Hi-EMT χτίζει τον όγκο σε βάθος, το EMS ενισχύει την επιφανειακή μυϊκή δραστηριότητα, συμβάλλοντας στη γράμμωση και την τόνωση.
- **Λεμφική Αποστράγγιση:** Η ρυθμική σύσπαση του EMS βελτιώνει την τοπική κυκλοφορία του αίματος και προωθεί τη λεμφική παροχέτευση. Επιταχύνει έτσι την απομάκρυνση των μεταβολιτών (π.χ. γαλακτικό οξύ) από την άσκηση Hi-EMT και βοηθά στην ταχύτερη κάθαρση των κατεστραμμένων λιποκυττάρων.

Το Συνεργατικό Πλεονέκτημα

Η ταυτόχρονη εφαρμογή των τριών τεχνολογιών προσφέρει εκθετικά ανώτερο αποτέλεσμα από τη μεμονωμένη ή διαδοχική εφαρμογή τους, καθιστώντας τη σειρά **RenaSculpt** την απόλυτη συνεργατική πλατφόρμα γλυπτικής σώματος.